



Produktdatenblatt REF 45.48.81

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	45.48.81	Griff schlank m Batteriecont m Xenonlampe	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	46830	GTIN	04046826048686
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-076
Klassifizierung	12 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Gewicht (kg)	0,172	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.37 (Katalog HNO)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße		Beschichtung	Dünne Silikonschicht umfasst Teile des Produkts
Lagerungsbedingungen			
 -20 °C 45 °C 10 %  85 %   			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Sonstiges	1.4307 (X2CrNi18-9)		