



## Produktdatenblatt REF 45.57.11

11.12.2025

| Allgemeine Daten |                  |                                    |                    |
|------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|
| Artikel          | 45.57.11         | Kilner Doughty Zungendrucker Fig 1 |                    |
| VK-Einheit       | Stück            | Zoll Nr.                           | 90189084           |
| GMDN Code        | 35085            | GTIN                               | 04046826049294     |
| Risikoklasse     | 1 (EU MDR)       | UMDNS-Code                         | 11-822             |
| Klassifizierung  | 5 (EU MDR)       | Basis UDI-DI                       | 4046826;N004;05;XR |
| Gewicht (kg)     | 0,078            | Gebrauchsanweisung                 | GATDN00X           |
| Latex frei       | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung             |                    |



|                |                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medicon Medien | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)<br>450.00.37 (Katalog HNO )<br>450.00.62 (Katalog Medicon instruments Mund-, Kiefer- u Gesichtschir)<br>451.03.01 (Prospekt Instrumentenset Köln ) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Hauptbild

## Detailbild



## Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

## Werkstoffe

|           | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |
|-----------|---------------------------------|
| Hauptteil | 1.4021 (X20Cr13)                |