








Produktdatenblatt REF 45.76.03

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	45.76.03	Magill Katheterzng f Erw24cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	31264	GTIN	04046826049508
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	10-172
Klassifizierung	5 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N001;03;WJ
Gewicht (kg)	0,080	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.37 (Katalog HNO)		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	24cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Schraube	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		