



Produktdatenblatt REF 46.37.47

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	46.37.47	Nadeldose gelocht65x42x8mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	73269098
GMDN Code	12143	GTIN	04046826049836
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	16-767
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Gewicht (kg)	0,045	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	



Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)
----------------	---

Hauptbild

Detailbild



Maße	65x42x8mm	Beschichtung	
------	-----------	--------------	--

Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Werkstoffe

	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)