



## Produktdatenblatt REF 47.35.24

11.12.2025

| Allgemeine Daten |                  |                         |                    |
|------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| Artikel          | 47.35.24         | Schüssel235x110mm 2.50l |                    |
| VK-Einheit       | Stück            | Zoll Nr.                | 73269098           |
| GMDN Code        | 42893            | GTIN                    | 04046826050979     |
| Risikoklasse     | 1 (EU MDR)       | UMDNS-Code              | 15-554             |
| Klassifizierung  | 1 (EU MDR)       | Basis UDI-DI            | 4046826;N003;03;X8 |
| Gewicht (kg)     | 0,327            | Gebrauchsanweisung      | GATDN00X           |
| Latex frei       | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung  |                    |



|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Medicon Medien | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)<br>450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental ) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|

## Hauptbild

## Detailbild



|      |                 |              |  |
|------|-----------------|--------------|--|
| Maße | 235x110mm 2.50l | Beschichtung |  |
|------|-----------------|--------------|--|

## Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

## Werkstoffe

|           | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |
|-----------|---------------------------------|
| Hauptteil | 1.4301 (X5CrNi18-10)            |