







## Produktdatenblatt REF 49.40.35

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	49.40.35	Medicontainer silber300x135x47mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	76169990
GMDN Code	13730	GTIN	04046826051334
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Gewicht (kg)	0,640	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental ) 451.02.61 (Prospekt Medicontainer System )		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	300x135x47mm	Beschichtung	Künstlich erzeugte Oxidschicht (Interferenzfarben) auf der Oberfläche von Aluminiumprodukten
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	<b>Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)</b>		
<b>Hauptteil</b>	3.0255_3.3315 (Al 99,5% + AlMg1)		
<b>Schraube</b>	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
<b>Griff</b>	1.4301 (X5CrNi18-10)		
<b>Sonstiges</b>	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		