




Produktdatenblatt REF 49.40.39

25.08.2026

Allgemeine Daten			
Artikel	49.40.39	Medicontainer gold300x135x47mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	76169990
GMDN Code	13730	GTIN	04046826051372
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Gewicht (kg)	0,640	Gebrauchsanweisung	IFU-0003
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	300x135x47mm	Beschichtung	Künstlich erzeugte Oxidschicht (Interferenzfarben) auf der Oberfläche von Aluminiumprodukten
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	3.0255 3.3315 (Al 99,5% + AlMg1)		
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Griff	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Sonstiges	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		