



## Produktdatenblatt REF 49.40.50

11.12.2025


Allgemeine Daten			
Artikel	49.40.50	Medicontainer silber300x135x62mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	76169990
GMDN Code	13730	GTIN	04046826051389
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Gewicht (kg)	0,660	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	



Medicon Medien  
 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental )  
 451.02.61 (Prospekt Medicontainer System )

## Hauptbild

## Detailbild



Größe	Farbe	Material	Verpackung	Stückzahl	Code
300x135x62	Silber	Alu	100	10	49.40.50
300x135x62	Silber	Alu	100	10	49.40.50
300x135x62	Silber	Alu	100	10	49.40.50
300x135x62	Silber	Alu	100	10	49.40.50
300x135x62	Silber	Alu	100	10	49.40.50
300x135x62	Silber	Alu	100	10	49.40.50
300x135x62	Silber	Alu	100	10	49.40.50
300x135x62	Silber	Alu	100	10	49.40.50
300x135x62	Silber	Alu	100	10	49.40.50
300x135x62	Silber	Alu	100	10	49.40.50

Maße	300x135x62mm	Beschichtung	Künstlich erzeugte Oxidschicht (Interferenzfarben) auf der Oberfläche von Aluminiumprodukten
------	--------------	--------------	--

## Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

## Werkstoffe

	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)
Hauptteil	3.0255_3.3315 (Al 99,5% + AlMg1)
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)
Griff	1.4301 (X5CrNi18-10)
Sonstiges	SILIKON (Poly(organo)siloxane)