




Produktdatenblatt REF 49.40.61

25.08.2026

Allgemeine Daten			
Artikel	49.40.61	Medicontainer blau300x135x71mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	76169990
GMDN Code	13730	GTIN	04046826051440
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Gewicht (kg)	0,660	Gebrauchsanweisung	IFU-0003
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	



Medicon Medien	
----------------	--

Hauptbild	Detailbild
	 

Maße	300x135x71mm	Beschichtung	Künstlich erzeugte Oxidschicht (Interferenzfarben) auf der Oberfläche von Aluminiumprodukten
------	--------------	--------------	--

Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Werkstoffe

	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)
Hauptteil	3.0255 3.3315 (Al 99,5% + AlMg1)
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)
Griff	1.4301 (X5CrNi18-10)
Sonstiges	SILIKON (Poly(organo)siloxane)