



## Produktdatenblatt REF 49.47.01

11.12.2025



Allgemeine Daten			
Artikel	49.47.01	Deckel gelocht silber300x135mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	76169990
GMDN Code	13730	GTIN	04046826051846
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Gewicht (kg)	0,260	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	



Medicon Medien  
 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental )  
 451.02.61 (Prospekt Medicontainer System )

## Hauptbild

## Detailbild



Maße	300x135mm	Beschichtung	Künstlich erzeugte Oxidschicht (Interferenzfarben) auf der Oberfläche von Aluminiumprodukten
------	-----------	--------------	--

## Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

## Werkstoffe

	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)
Hauptteil	3.3315 (AlMg1)
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)
Griff	1.4301 (X5CrNi18-10)
Sonstiges	SILIKON (Poly(organo)siloxane)