








Produktdatenblatt REF 49.50.13

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	49.50.13	Medicontainer silber290x290x135mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	76169990
GMDN Code	13730	GTIN	04046826051952
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Gewicht (kg)	2,000	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie) 451.02.61 (Prospekt Medicontainer System)		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	290x290x135mm	Beschichtung	Künstlich erzeugte Oxidschicht (Interferenzfarben) auf der Oberfläche von Aluminiumprodukten
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	3.0255_3.3535_3.3315 (Al 99,5% + AlMg3 + AlMg1)		
Griff	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Sonstiges	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		