



Produktdatenblatt REF 49.50.15

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	49.50.15	Medicontainer silber290x290x150mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	76169990
GMDN Code	13730	GTIN	04046826051969
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Gewicht (kg)	2,180	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	



Medicon Medien	450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie) 451.02.61 (Prospekt Medicontainer System) 451.06.90 (Prospekt Cristaca Set) 453.12.00 (Prospekt Epiplating 5 sprachig)
----------------	---

Hauptbild

Detailbild



Artikel	Farbe	Material	Abmessung	Abmessung	Abmessung	Abmessung	Abmessung	Abmessung	Abmessung
49.50.15	Silber	Alu	290	290	150	290	290	150	290
49.50.16	Blau	Alu	290	290	150	290	290	150	290
49.50.17	Rot	Alu	290	290	150	290	290	150	290
49.50.18	Grün	Alu	290	290	150	290	290	150	290
49.50.19	Gelb	Alu	290	290	150	290	290	150	290
49.50.20	Violett	Alu	290	290	150	290	290	150	290
49.50.21	Orange	Alu	290	290	150	290	290	150	290
49.50.22	Schwarz	Alu	290	290	150	290	290	150	290

Maße	290x290x150mm	Beschichtung	Künstlich erzeugte Oxidschicht (Interferenzfarben) auf der Oberfläche von Aluminiumprodukten
------	---------------	--------------	--

Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Werkstoffe

	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)
Hauptteil	3.0255_3.3535_3.3315 (Al 99,5% + AlMg3 + AlMg1)
Griff	1.4301 (X5CrNi18-10)
Sonstiges	SILIKON (Poly(organo)siloxane)