



## Produktdatenblatt REF 49.50.17

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	49.50.17	Medicontainer silber290x290x170mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	76169990
GMDN Code	13730	GTIN	04046826051976
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Gewicht (kg)	2,300	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	



Medicon Medien  
450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie )  
451.02.61 (Prospekt Medicontainer System )

## Hauptbild

## Detailbild



Artikel	Artikel	Artikel	Artikel	Artikel	Artikel	Artikel	Artikel	Artikel	Artikel
49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17
49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17
49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17
49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17
49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17	49.50.17

Maße	290x290x170mm	Beschichtung	Künstlich erzeugte Oxidschicht (Interferenzfarben) auf der Oberfläche von Aluminiumprodukten
------	---------------	--------------	--

## Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

## Werkstoffe

	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)
Hauptteil	3.0255_3.3535_3.3315 (Al 99,5% + AlMg3 + AlMg1)
Griff	1.4301 (X5CrNi18-10)
Sonstiges	SILIKON (Poly(organo)siloxane)