



Produktdatenblatt REF 49.53.19

25.08.2026

Allgemeine Daten			
Artikel	49.53.19	Medicontainer gold290x290x150mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	76169990
GMDN Code	13730	GTIN	04046826052751
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Gewicht (kg)	2,900	Gebrauchsanweisung	IFU-0003
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	290x290x150mm	Beschichtung	Künstlich erzeugte Oxidschicht (Interferenzfarben) auf der Oberfläche von Aluminiumprodukten
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	3.0255 3.3535 3.3315 (Al 99,5% + AlMG3 + AlMg1)		
Griff	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Sonstiges	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		