



Produktdatenblatt REF 49.60.57

25.08.2026

Allgemeine Daten			
Artikel	49.60.57	Medicontainer rot590x290x170mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	76169990
GMDN Code	13730	GTIN	04046826053185
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Gewicht (kg)	4,080	Gebrauchsanweisung	IFU-0003
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	



Medicon Medien

Hauptbild	Detailbild
-----------	------------



49.60.17	49.60.20	49.60.21	49.60.22	49.60.23	49.60.24	49.60.25	49.60.26	49.60.27	49.60.28	49.60.29	49.60.30	49.60.31	49.60.32	49.60.33	49.60.34	49.60.35	49.60.36	49.60.37	49.60.38	49.60.39	49.60.40	49.60.41	49.60.42	49.60.43	49.60.44	49.60.45	49.60.46	49.60.47	49.60.48	49.60.49	49.60.50	49.60.51	49.60.52	49.60.53	49.60.54	49.60.55	49.60.56	49.60.57	49.60.58	49.60.59	49.60.60	49.60.61	49.60.62	49.60.63	49.60.64	49.60.65	49.60.66	49.60.67	49.60.68	49.60.69	49.60.70	49.60.71	49.60.72	49.60.73	49.60.74	49.60.75	49.60.76	49.60.77	49.60.78	49.60.79	49.60.80	49.60.81	49.60.82	49.60.83	49.60.84	49.60.85	49.60.86	49.60.87	49.60.88	49.60.89	49.60.90	49.60.91	49.60.92	49.60.93	49.60.94	49.60.95	49.60.96	49.60.97	49.60.98	49.60.99	49.60.100
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Maße	590x290x170mm	Beschichtung	Künstlich erzeugte Oxidschicht (Interferenzfarben) auf der Oberfläche von Aluminiumprodukten
------	---------------	--------------	--

Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Werkstoffe

	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)
Hauptteil	3.0255 3.3535 3.3315 (Al 99,5% + AlMg3 + AlMg1)
Griff	1.4301 (X5CrNi18-10)
Sonstiges	SILIKON (Poly(organo)siloxane)