






## Produktdatenblatt REF 49.67.04

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	49.67.04	Deckel gelocht blau590x290mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	76169990
GMDN Code	13730	GTIN	04046826054038
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Gewicht (kg)	1,600	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	451.02.61 (Prospekt Medicontainer System )		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	590x290mm	Beschichtung	Künstlich erzeugte Oxidschicht (Interferenzfarben) auf der Oberfläche von Aluminiumprodukten
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	<b>Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)</b>		
<b>Hauptteil</b>	3.3535_3.3315 (AlMg3 + AlMg1)		
<b>Griff</b>	1.4301 (X5CrNi18-10)		
<b>Sonstiges</b>	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		