



## Produktdatenblatt REF 49.69.01

11.12.2025


| Allgemeine Daten |                  |                                   |                    |
|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Artikel          | 49.69.01         | Sicherheitsdeckel silber590x290mm |                    |
| VK-Einheit       | Stück            | Zoll Nr.                          | 76169990           |
| GMDN Code        | 13730            | GTIN                              | 04046826054106     |
| Risikoklasse     | 1 (EU MDR)       | UMDNS-Code                        | 13-730             |
| Klassifizierung  | 1 (EU MDR)       | Basis UDI-DI                      | 4046826;N003;04;XB |
| Gewicht (kg)     | 2,760            | Gebrauchsanweisung                | GATDN00X           |
| Latex frei       | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung            |                    |



Medicon Medien 451.02.61 (Prospekt Medicontainer System )

## Hauptbild

## Detailbild



|      |           |              |  |
|------|-----------|--------------|--|
| Maße | 590x290mm | Beschichtung | Künstlich erzeugte Oxidschicht (Interferenzfarben) auf der Oberfläche von Aluminiumprodukten |
|------|-----------|--------------|--|

## Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

## Werkstoffe

|           | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |
|-----------|---------------------------------|
| Hauptteil | 3.3535_3.3315 (AlMg3 + AlMg1)   |
| Schraube  | 1.4305 (X8CrNiS18-9)            |
| Griff     | 1.4301 (X5CrNi18-10)            |
| Sonstiges | SILIKON (Poly(organo)siloxane)  |