






Produktdatenblatt REF 49.70.23

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	49.70.23	Medicontainer rot Barrierefilter460x290x150mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	76169990
GMDN Code	13730	GTIN	04046826446888
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Gewicht (kg)	3,645	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	ja	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	460x290x150mm	Beschichtung	Künstlich erzeugte Oxidschicht (Interferenzfarben) auf der Oberfläche von Aluminiumprodukten
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	3.3535 (AlMG3)		
Griff	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Sonstiges	3.0255 (Al 99,5%)		