




Produktdatenblatt REF 49.74.03

25.08.2026

Allgemeine Daten			
Artikel	49.74.03	Medicontainer gold Barrierefilter590x290x150mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	76169990
GMDN Code	13730	GTIN	04046826457518
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Gewicht (kg)	4,579	Gebrauchsanweisung	IFU-0003
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	590x290x150mm	Beschichtung	Künstlich erzeugte Oxidschicht (Interferenzfarben) auf der Oberfläche von Aluminiumprodukten
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	3.3535 (AlMG3)		
Griff	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Sonstiges	3.0255 (Al 99,5%)		