



Produktdatenblatt REF 49.90.04

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	49.90.04	Tray mit Haltestegen f 12 Instr203x114x30mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	39239000
GMDN Code	12143	GTIN	04046826054175
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Gewicht (kg)	0,260	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	203x114x30mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	PPSU (Polyphenylsulfon)		