












## Produktdatenblatt REF 49.91.20

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	49.91.20	indicator label 63.5x36mm p/1000 adhesive	
VK-Einheit	Pack1000	Zoll Nr.	48025890
GMDN Code	13730	GTIN	04046826054250
Risikoklasse	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	
Klassifizierung	NA (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,550	Gebrauchsanweisung	
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
  			
Medicon Medien	451.02.61 (Prospekt Medicontainer System )		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	63.5x36mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
10 °C	30 °C	10 %	60 %
			
			
			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		