












Produktdatenblatt REF 49.91.23

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	49.91.23	indicator label 50x18mm p/1000 adhesive	
VK-Einheit	Pack1000	Zoll Nr.	48025890
GMDN Code	13730	GTIN	04046826054281
Risikoklasse	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	
Klassifizierung	NA (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,406	Gebrauchsanweisung	
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
  			
Medicon Medien	451.02.61 (Prospekt Medicontainer System) 451.02.65 (Prospekt Medicontainer 2.0 Sterilgut Container aus Alu)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	50x18.0mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
10 °C	 30 °C 10 %	 60 %	  
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		