














## Produktdatenblatt REF 49.91.31

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	49.91.31	Papierfilter m Indikator 265x120mm	
VK-Einheit	Pack500	Zoll Nr.	48054000
GMDN Code	13730	GTIN	04046826054304
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-734
Klassifizierung	16 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Gewicht (kg)	2,200	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
   			
Medicon Medien	451.02.61 (Prospekt Medicontainer System )		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	265x120mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
    			
Werkstoffe			
	<b>Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)</b>		
<b>Hauptteil</b>	PAPIER KREPP WEISS 60G/M <sup>2</sup> (Sterilisationspapier krepp weiß, 60g/m <sup>2</sup> )		
<b>Sonstiges</b>	WASSERDAMPF_INDIKATOR (Wasserdampf-Indikator)		