



Produktdatenblatt REF 49.95.35

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|---|--|------------------------|--------------------|
| Artikel | 49.95.35 | Fixierklammer | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 13730 | GTIN | 04046826055028 |
| Risikoklasse | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | |
| Klassifizierung | 1 (EU MDR) | Basis UDI-DI | 4046826;N001;05;WQ |
| Gewicht (kg) | 0,020 | Gebrauchsanweisung | GATDN00X |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | |
|   | | | |
| Medicon Medien | 451.02.61 (Prospekt Medicontainer System) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|  | | | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |