



## Produktdatenblatt REF 49.97.47

11.12.2025


| Allgemeine Daten |                  |                        |                    |
|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| Artikel          | 49.97.47         | Trennwand50x36mm       |                    |
| VK-Einheit       | Stück            | Zoll Nr.               | 73262000           |
| GMDN Code        | 12143            | GTIN                   | 04046826055264     |
| Risikoklasse     | 1 (EU MDR)       | UMDNS-Code             |                    |
| Klassifizierung  | 1 (EU MDR)       | Basis UDI-DI           | 4046826;N003;03;X8 |
| Gewicht (kg)     | 0,015            | Gebrauchsanweisung     | GATDN00X           |
| Latex frei       | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK01-1            |



|                |  |
|----------------|--|
| Medicon Medien | 451.02.61 (Prospekt Medicontainer System ) |
|----------------|--|

## Hauptbild

## Detailbild



|      |         |              |  |
|------|---------|--------------|--|
| Maße | 50x36mm | Beschichtung |  |
|------|---------|--------------|--|

## Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

## Werkstoffe

|           | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |
|-----------|---------------------------------|
| Hauptteil | 1.4301 (X5CrNi18-10)            |