








Produktdatenblatt REF 50.10.15

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	50.10.15	Babcock Baby Fasszng16cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	62466	GTIN	04046826055974
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-797
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Gewicht (kg)	0,028	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK23-1
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.53 (Katalog Kardio)		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	16cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		