








Produktdatenblatt REF 50.10.70

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	50.10.70	Babcock Fasszsg20cm HM	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	62466	GTIN	04046826056025
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-797
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Gewicht (kg)	0,052	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK23-1
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.53 (Katalog Kardio)		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	20cm	Beschichtung	Künstlich erzeugte galvanische Goldschicht (max 0,04mm) auf Teilen der Oberfläche von Instrumenten
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		
Sonstiges	K40 (WcCo)		