



Produktdatenblatt REF 50.93.75

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	50.93.75	Lig Ring latexfrei f 50.93.65/68/70/78	
VK-Einheit	Pack100	Zoll Nr.	40169997
GMDN Code	35157	GTIN	04046826057909
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	12-335
Klassifizierung	6 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,013	Gebrauchsanweisung	G509375
Latex frei	ja	Aufbereitungsanweisung	MPU02
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Lagerungsbedingungen			
 -10 °C 25 °C 10 %  65 %  			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	IR_617 (Polymer)		