



Produktdatenblatt REF 50.94.31

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	50.94.31	Lockhart Mummery Fistelsonde16cm Fig 1	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	31965	GTIN	04046826057985
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-117
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R004;06;aj;6M
Gewicht (kg)	0,006	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK01-1
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	16cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Griff	1.4305 (X8CrNiS18-9) 1.4301 (X5CrNi18-10)		