



## Produktdatenblatt REF 50.94.34

11.12.2025

| Allgemeine Daten                                                                                                                                                              |                                              |                                        |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Artikel                                                                                                                                                                       | 50.94.34                                     | Lockhart Mummery Fistelsonde16cm Fig 4 |                         |
| VK-Einheit                                                                                                                                                                    | Stück                                        | Zoll Nr.                               | 90189084                |
| GMDN Code                                                                                                                                                                     | 31965                                        | GTIN                                   | 04046826058012          |
| Risikoklasse                                                                                                                                                                  | 1r (EU MDR)                                  | UMDNS-Code                             | 13-117                  |
| Klassifizierung                                                                                                                                                               | 6 (EU MDR)                                   | Basis UDI-DI                           | 4046826;B;R004;06;aj;6M |
| Gewicht (kg)                                                                                                                                                                  | 0,006                                        | Gebrauchsanweisung                     | GATDR00X                |
| Latex frei                                                                                                                                                                    | nicht zutreffend                             | Aufbereitungsanweisung                 | MPK01-1                 |
| <div></div> |                                              |                                        |                         |
| Medicon Medien                                                                                                                                                                | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)  |                                        |                         |
| Hauptbild                                                                                                                                                                     |                                              | Detailbild                             |                         |
|          |                                              |                                        |                         |
| Maße                                                                                                                                                                          | 16cm                                         | Beschichtung                           |                         |
| Lagerungsbedingungen                                                                                                                                                          |                                              |                                        |                         |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich                                                                                                                            |                                              |                                        |                         |
| Werkstoffe                                                                                                                                                                    |                                              |                                        |                         |
|                                                                                                                                                                               | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)              |                                        |                         |
| Hauptteil<br>Griff                                                                                                                                                            | 1.4305 (X8CrNiS18-9)<br>1.4301 (X5CrNi18-10) |                                        |                         |