



Produktdatenblatt REF 50.95.03

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	50.95.03	Watte u Tupferträger38cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	32873	GTIN	04046826058067
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-698
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Gewicht (kg)	0,037	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	38cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Griff	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Sonstiges	1.4305 (X8CrNiS18-9)		