







## Produktdatenblatt REF 51.13.05

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	51.13.05	endoscope Ø 4.0mm 300mm 12°	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189020
GMDN Code	36654	GTIN	04046826059620
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	14-289
Klassifizierung	6 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,200	Gebrauchsanweisung	G776000
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	0
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	4.0mm 300mm 12°	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	<b>Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)</b>		
<b>Hauptteil</b>	1.4301 (X5CrNi18-10)		
<b>Schraube</b>	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
<b>Griff</b>	PEEK (Polyetheretherketon )		
<b>Sonstiges</b>	SAPHIRGLAS (Glas aus Saphirkristallen)		