






## Produktdatenblatt REF 52.30.13

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	52.30.13	Hegar Ut Dilat13.0mm 18.5cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	11267	GTIN	04046826065935
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-266
Klassifizierung	5 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Gewicht (kg)	0,039	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	13.0mm 18.5cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)		