



Produktdatenblatt REF 52.31.07

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	52.31.07	Hegar Ut Dilat7.5mm 18.5cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	11267	GTIN	04046826066185
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-266
Klassifizierung	5 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Gewicht (kg)	0,025	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	



Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)
----------------	---

Hauptbild

Detailbild



Maße	7.5mm 18.5cm	Beschichtung	
------	--------------	--------------	--

Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Werkstoffe

	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)