






Produktdatenblatt REF 52.31.12

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|---|---|-----------------------------|--------------------|
| Artikel | 52.31.12 | Hegar Ut Dilat12.5mm 18.5cm | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 11267 | GTIN | 04046826066239 |
| Risikoklasse | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 11-266 |
| Klassifizierung | 5 (EU MDR) | Basis UDI-DI | 4046826;N004;02;XG |
| Gewicht (kg) | 0,040 | Gebrauchsanweisung | GATDN00X |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | |
|   | | | |
| Medicon Medien | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|  | | | |
| Maße | 12.5mm 18.5cm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |