






## Produktdatenblatt REF 52.35.03

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	52.35.03	Hegar Ut Dilat d/e3+4mm 20cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	11267	GTIN	04046826066765
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-266
Klassifizierung	5 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Gewicht (kg)	0,017	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	3+4mm 20cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)		