



## Produktdatenblatt REF 52.35.11

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	52.35.11	Hegar Ut Dilat d/e11+12mm 20cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	11267	GTIN	04046826066802
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-266
Klassifizierung	5 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N004;02;XG
Gewicht (kg)	0,052	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	



Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)
----------------	---

## Hauptbild

## Detailbild



Maße	11+12mm 20cm	Beschichtung	
------	--------------	--------------	--

## Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

## Werkstoffe

	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)