






## Produktdatenblatt REF 52.35.17

11.12.2025

| Allgemeine Daten  |   |                                |                    |
|---|---|--------------------------------|--------------------|
| Artikel   | 52.35.17                                    | Hegar Ut Dilat d/e17+18mm 20cm |                    |
| VK-Einheit  | Stück                                       | Zoll Nr.                       | 90189084           |
| GMDN Code   | 11267                                       | GTIN                           | 04046826066833     |
| Risikoklasse  | 1 (EU MDR)                                  | UMDNS-Code                     | 11-266             |
| Klassifizierung   | 5 (EU MDR)                                  | Basis UDI-DI                   | 4046826;N004;02;XG |
| Gewicht (kg)  | 0,081                                       | Gebrauchsanweisung             | GATDN00X           |
| Latex frei  | nicht zutreffend                            | Aufbereitungsanweisung         |                    |
|   |   |                                |                    |
| Medicon Medien  | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) |                                |                    |
| Hauptbild   |   | Detailbild                     |                    |
|   |   |                                |                    |
| Maße  | 17+18mm 20cm                                | Beschichtung                   |                    |
| Lagerungsbedingungen  |   |                                |                    |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich  |   |                                |                    |
| Werkstoffe  |   |                                |                    |
|   | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)             |                                |                    |
| Hauptteil   | 1.4301 (X5CrNi18-10)                        |                                |                    |