



Produktdatenblatt REF 52.55.71

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	52.55.71	Glenner Hysterektomieklammer li geb21 cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	62468	GTIN	04046826067861
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-882
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Gewicht (kg)	0,082	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	



Medicon Medien 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)

Hauptbild

Detailbild



Maße 21 cm Beschichtung

Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Werkstoffe

	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)