








Produktdatenblatt REF 52.82.57

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|---|---|------------------------------------|-------------------------|
| Artikel | 52.82.57 | Recamier Ut Kür biegs st31cm Fig 7 | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 32594 | GTIN | 04046826069506 |
| Risikoklasse | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 11-084 |
| Klassifizierung | 6 (EU MDR) | Basis UDI-DI | 4046826;B;R003;02;ai;4K |
| Gewicht (kg) | 0,053 | Gebrauchsanweisung | GATDR00X |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK12-1 |
|   | | | |
| Medicon Medien | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|    | | | |
| Maße | 31cm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil Griff | 1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |