



## Produktdatenblatt REF 53.12.55

11.12.2025


| Allgemeine Daten |                  |  |                         |
|------------------|------------------|--|-------------------------|
| Artikel          | 53.12.55         | Kan z Pudendus<br>Anästhesie<br>LL0.9x150mm LL |                         |
| VK-Einheit       | Stück            |  |                         |
| GMDN Code        | 60909            | Zoll Nr.                                       | 90183900                |
| Risikoklasse     | 1r (EU MDR)      | GTIN   | 04046826070519          |
| Klassifizierung  | 6 (EU MDR)       | UMDNS-Code                                     | 15-206                  |
| Gewicht (kg)     | 0,024            | Basis UDI-DI                                   | 4046826;B;R001;03;ag;3J |
| Latex frei       | nicht zutreffend | Gebrauchsanweisung                             | GATDR00X                |
|                  |                  | Aufbereitungsanweisung                         |                         |



|                |   |
|----------------|---|
| Medicon Medien | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) |
|----------------|---|

## Hauptbild

## Detailbild



|      |           |              |  |
|------|-----------|--------------|--|
| Maße | 0.9x150mm | Beschichtung | Galvanisch aufgebrachte<br>Chromschicht auf der Oberfläche |
|------|-----------|--------------|--|

## Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

## Werkstoffe

|           | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |
|-----------|---------------------------------|
| Hauptteil | 1.4301 (X5CrNi18-10)            |
| Schraube  | 2.0401 (CuZn39Pb3)              |
| Sonstiges | 1.4310 (X10CrNi18-8)            |