








## Produktdatenblatt REF 53.70.25

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	53.70.25	Recamier Placentakür st35mm 34cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	32594	GTIN	04046826071004
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-084
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Gewicht (kg)	0,086	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK12-1
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	35mm 34cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Griff	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		