





## Produktdatenblatt REF 53.80.04

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	53.80.04	diagnostic sheath Ø 5.5mm w 1 stopcock	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	37086	GTIN	04046826071264
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	12-081
Klassifizierung	6 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,200	Gebrauchsanweisung	
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK03
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	Ø 5.5mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)		