



Produktdatenblatt REF 54.22.21

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	54.22.21	Baby Haight Rippensperrer f Erw	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	13709	GTIN	04046826071639
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-709
Klassifizierung	7 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,250	Gebrauchsanweisung	
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK03
			
Medicon Medien	450.00.53 (Katalog Kardio)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Sonstiges	1.4301 (X5CrNi18-10)		