



Produktdatenblatt REF 54.23.57

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	54.23.57	Castaneda Rippensperrer Alu f Neugeborene	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	13709	GTIN	04046826071905
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-709
Klassifizierung	7 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,150	Gebrauchsanweisung	G051570
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK03
			
Medicon Medien	450.00.53 (Katalog Kardio)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße		Beschichtung	Künstlich erzeugte Oxidschicht (Interferenzfarben) auf der Oberfläche von Aluminiumprodukten
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	3.2315 (AlMgSi1)		
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Sonstiges	1.4021 (X20Cr13)		