





Produktdatenblatt REF 54.25.10

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|--|--|----------------------------|----------------|
| Artikel | 54.25.10 | Sellors Rippenspreizer20cm | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 13709 | GTIN | 04046826072162 |
| Risikoklasse | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 13-709 |
| Klassifizierung | 7 (EU MDD) | Basis UDI-DI | |
| Gewicht (kg) | 0,183 | Gebrauchsanweisung | |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK03 |
|  | | | |
| Medicon Medien | 450.00.53 (Katalog Kardio) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|  | | | |
| Maße | 20cm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil Schraube | 1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |