




Produktdatenblatt REF 54.30.22

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	54.30.22	Doyen Raspat li24.0cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35559	GTIN	04046826072254
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-879
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Gewicht (kg)	0,073	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK12-1
			
Medicon Medien	450.00.53 (Katalog Kardio)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	24.0cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Griff	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		