







Produktdatenblatt REF 54.35.20

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	54.35.20	Semb Lungenhaken25cm 20mm Fig 1	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	45918	GTIN	04046826072377
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-649
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Gewicht (kg)	0,147	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK20-1
 			
Medicon Medien	450.00.53 (Katalog Kardio)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	25cm 20mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Griff	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		