






Produktdatenblatt REF 55.08.15

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	55.08.15	Aortastanze 15cm Ø 5mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35285	GTIN	04046826072650
Risikoklasse	1 (EU MDD)	UMDNS-Code	13-229
Klassifizierung	6 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,150	Gebrauchsanweisung	
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK02
			
Medicon Medien	450.00.53 (Katalog Kardio)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	15cm Ø 5mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Sonstiges	1.4301 (X5CrNi18-10)		