








## Produktdatenblatt REF 55.08.30

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	55.08.30	Bailey Aorta Rongeur ger12cm 3mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35285	GTIN	04046826072681
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-229
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Gewicht (kg)	0,130	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.53 (Katalog Kardio )		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	12cm 3mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		
Schraube	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Sonstiges	1.4310 (X10CrNi18-8)		